



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

BOLETIM TÉCNICO
CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA
CONSUMO

1ª Edição
2020



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

BOLETIM TÉCNICO
CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA
CONSUMO

1ª Edição
2020

ÍNDICE DE ASSUNTOS

	Pág
1 FINALIDADE.....	4
2 OBJETIVO.....	4
3 LEGISLAÇÃO.....	4
4 INTRODUÇÃO.....	4
5 REQUISITOS TÉCNICOS.....	5
6 COLETA DE AMOSTRA.....	5
7 ANÁLISE LABORATORIAL.....	6
8 DISPOSIÇÕES FINAIS.....	7

1 FINALIDADE

Este Boletim Técnico(BT) visa estabelecer os requisitos técnicos para o controle microbiológico da água de consumo, de uso direto ou no preparo de alimentos no setor de abastecimento das OM, a serem adotados pelo Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia (LIAB) dos Órgãos Provedores.

2 OBJETIVO

Padronizar as condições mínimas para execução do controle de qualidade da água para o consumo humano.

3 LEGISLAÇÃO

- Portaria Normativa nº 753/MD de 30 de março de 2015. Aprova o Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas (MD42-R-01);

- Portaria nº 149-COLOG, de 24 de agosto de 2020. Aprova as Instruções Reguladoras para Inspeção de Alimentos e Bromatologia (EB40-IR-30.402);

- Portaria de Consolidação MS nº5, de 28 de setembro de 2017 que versa sobre a Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Anexo XX do controle e da vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade (Origem: PRT MS/GM 2914/2011); e

- Manual prático de análise de água da Fundação Nacional de Saúde; 4ª ed., 2013.

4 INTRODUÇÃO

4.1 O objetivo do exame microbiológico da água é fornecer subsídio quanto ao risco de ingestão de microorganismos causadores de doenças, geralmente provenientes da contaminação pelas fezes humanas e outros animais de sangue quente.

4.2 A água potável não deve conter microorganismos patogênicos e deve estar livre de bactérias indicadoras de contaminação fecal. Como indicadores de contaminação fecal, são eleitos como bactérias de referência as do grupo coliforme, particularmente a *Escherichia coli*.

4.3 A obrigatoriedade da limpeza dos reservatórios de água dos ranchos e posterior controle de qualidade da água de consumo, previsto na legislação, tem demandado a aplicação de recursos do PASA para contratação de serviço laboratorial.

4.4 O LIAB dentro do seu escopo de ensaios laboratoriais poderá realizar o controle microbiológico da água dos ranchos provenientes da rede de abastecimento.

4.5 Para execução do ensaio laboratorial, o LIAB deverá adotar os requisitos técnicos estabelecidos neste Boletim e padrões conforme legislação do Item 3 deste BT.

5 REQUISITOS TÉCNICOS

5.1 Somente poderão ser atendidas as OM, com St Aprv, que atenderem os seguintes requisitos:

- distância do OP permita que o tempo entre a coleta da amostra e a execução da análise microbiológica seja realizado no máximo até 8 horas;
- água proveniente da rede de abastecimento, não sendo possível de análise as fontes alternativas de abastecimento (poço); e
- comprovação da higienização do reservatório de água nos últimos seis meses, conforme previsto na legislação.

5.2 Cabe ao Órgão Gestor do PASA consolidar as solicitações das OM e remetê-las ao OP apoiador.

6 COLETA DA AMOSTRA

6.1 A coleta da amostra é um dos pontos críticos para a avaliação da qualidade da água. Portanto, é essencial que os procedimentos de coleta sejam realizados com precaução e técnica para evitar todas as fontes de uma possível contaminação.

6.1.1 Material

- 6.1.1.1 Caixa térmica ou isopor devidamente limpo;
- 6.1.1.2 Gelo;
- 6.1.1.3 Frasco ou bolsa estéril descartável para análise de água, capacidade de 120 ml com pastilha de tiosulfato de sódio;
- 6.1.1.4 Etiqueta/Rótulo para identificação das amostras;
- 6.1.1.5 Luvas de procedimento;
- 6.1.1.6 Algodão; e
- 6.1.1.7 Alcool 70%GL.

6.1.2 Procedimentos de coleta e transporte;

6.1.2.1 Determinar como pontos de coleta a torneira da área de produção do setor de abastecimento e do fornecimento de gelo/água para consumo;

6.1.2.2 Abrir a torneira e deixar escoar por dois a três minutos ou o tempo suficiente para eliminar a água estagnada na tubulação;

6.1.2.3 Limpar a torneira com um pedaço de algodão embebido em álcool 70%GL e/ou hipoclorito de sódio 100mg/L;

6.1.2.4 Ajustar a abertura da torneira em fluxo baixo para que não haja respingos;

6.1.2.5 Abrir o frasco/bolsa de coleta com todos os cuidados de assepsia, tomando precauções para evitar a contaminação da amostra pelos dedos ou outro material;

6.1.2.6 Segurar o frasco/bolsa verticalmente próximo à base e efetuar o enchimento, deixando espaço adequado que possibilite a homogeneização correta da amostra antes do início da análise;

6.1.2.7 Fechar o frasco/bolsa imediatamente após a coleta;

6.1.2.8 Identificar a amostra e preencher a ficha de coleta com os dados de identificação;

6.1.2.9 Armazenar as amostras na caixa de coleta ou caixa de isopor;

6.1.2.10 As amostras devem ser conservadas sob refrigeração até a chegada ao laboratório; e

6.1.2.11 O prazo entre a coleta e a incubação é de no máximo 8 horas.

7 ANÁLISE LABORATORIAL

7.1 Os métodos validados pela D Abst são os cromofluorogênicos aprovados pelos órgãos reguladores. São baseados em atividades enzimáticas específicas dos coliformes (*B. galactosidase*) e *E. coli* (*B. glucuronidase*) e avaliam a presença ou ausência dos microorganismos pesquisados.

7.2 Material

- 7.2.1 Substrato cromogênico (ONPG)/fluorogênico (MUG);
- 7.2.2 Estufa bacteriológica;
- 7.2.3 Lâmpada UV de 365nm; e
- 7.2.4 Capela de fluxo laminar.

7.3 Procedimento

7.3.1 No próprio frasco/bolsa adicionar o conteúdo de 1 (um) frascote contendo o substrato cromogênico;

7.3.2 Fechar o frasco e agitar levemente, não precisa dissolver totalmente, essa dissolução ocorrerá de forma natural; e

7.3.3 Incubar, em estufa, a $35,0 \pm 0,5^\circ \text{C}$ durante 24 horas.

7.4 Resultado

COR	RESULTADO	CONCLUSÃO
Incolor	Negativo	Ausência de coliformes totais e <i>E. coli</i>
Amarelo/sem fluorescência	Positivo	Presença de coliformes totais
Amarelo/com fluorescência*	Positivo	Presença de coliformes totais e <i>E. coli</i>

(*) A fluorescência azul ocorre somente na presença da luz ultravioleta, ao tirar o frasco da frente da luz ele volta a ficar amarelo.

7.4.1 Será emitido o Relatório de Análise, conforme modelo previsto no ANEXO H das IRIAB.

7.4.2 No caso de resultado positivo a OM deverá ser orientada sobre as medidas corretivas que devem ser tomadas e a previsão da realização de um novo controle de qualidade.

8 DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Revogar o Boletim Técnico nº 06/2018-SGLS/D Abst. de 26 de outubro de 2018.

8.2 Este BT está sujeito a alterações, conforme atualização da legislação sanitária.

Brasília, DF, 29 de Setembro de 2020.



Gen Bda HERMESON NOBREGA BARROS DE OLIVEIRA
Diretor de Abastecimento